



Be Right™



## Alkohol kyvetový test 0,01-0,12 g/L

Kat. číslo produktu:

LCK300

CZK Cena:

Kontaktujte nás

Dostupné

### Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagenty pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabičce opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

### Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

---

### Technické údaje

Doba použitelnosti:	15 měsíců od data výroby
Metoda:	Alkohol oxidáza (enzymatická)
Parametr:	Alkohol
Platforma:	LCK
Počet testů:	24 (test obsahuje nulový roztok)
Podmínky skladování:	2 - 8 °C (uchovejte v chladu)
Rozsah měření:	0.01-0.12 g/L
Soulad s EPA:	N/A