



Be Right™



Kvetní test za kationické surfaktanty 0,2-2,0 mg/L

Kat. číslo produktu:

LCK331

Nebezpečné

CZK Cena:

Kontaktujte nás

Dostupné



LCK květové testy : minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensy pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Pro menší obsah chemikálií šetrný k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro analytika díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód květy pro automatickou identifikaci testu ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřícími rozsahy pomocí barevného značení květ

Technické údaje

Doba použitelnosti:	12 měsíců od data výroby
Metoda:	Bromfenolová modř
Parametr:	Povrchově aktivní látky, kationaktivní
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Popis:	Cethyltrimethylamoniumbromid (CTAB)
Rozsah měření:	0,2 - 2,0 mg/L
Soulad s EPA:	N/A