



Kyvetový test pro stanovení neionogenních tenzidů 0,1-20 mg/L

Kat. číslo produktu:

LCK334

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



LCK kyvetové testy: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Pro menší obsah chemikálií šetrný k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro analytika díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatickou identifikaci testu ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	CTAS
Parametr:	Povrchově aktivní látky, neionogenní
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podle normy:	DIN 38409-H23-2
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	0,1 - 20 g/L
Soulad s EPA:	N/A