



Kyvetový test pro stanovení fenolů 0,05-5,0 mg/L

Kat. číslo produktu:

LCK345

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



LCK kyvetové testy: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Připraveno k použití, zajištění maximální bezpečnosti, snadná manipulace, systém fotometrického vyhodnocení a šetrnost k životnímu prostředí

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro analytika díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatickou identifikaci testu ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	4-nitroanilin
Parametr:	Fenoly
Platforma:	LCK
Počet testů:	24 (test obsahuje nulový roztok)
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	0,05 - 5 mg/L fenolu
Soulad s EPA:	N/A