



Be Right™



Organické kyseliny kyvetový test 50-2 500 mg/L

Kat. číslo produktu:

LCK365

Nebezpečné

CZK Cena:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagenty pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Doba použitelnosti:	12 měsíců od data výroby
Metoda:	Esterifikace
Parametr:	Organické kyseliny
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Popis:	Organické kyseliny (mastné kyseliny) / kyselina butanová
Rozsah měření:	50-2500 mg/L
Rozsah měření (2):	75 - 3600 mg/L jako kyselina butanová
Soulad s EPA:	N/A