



TOC (diferenční metoda) kyvetový test 2-65 mg/L

Kat. číslo produktu:

LCK380

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Vhodné pro kontrolu povolených limitů. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	Diferenční metoda (TOC je stanoven jako rozdíl mezi hodnotami TC a TIC), rozklad persíranem
Parametr:	TOC
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podle normy:	DIN 38409-H3
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Popis:	Celkový organický uhlík
Požadovaný rozklad:	ano
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	2 - 65 mg/L C
Rozsah měření (2):	TC 12 - 75 mg/L C
Rozsah měření (3):	TIC 10 - 73 mg/L C
Soulad s EPA:	N/A