



## TOC (vytěšňovací metoda) kyvetový test 300-3 000 mg/L C

**Kat. číslo produktu:**

**LCK387**

**Nebezpečné**

**CZK Cena bez DPH:**

**Kontaktujte nás**

**Dodání do 1 týdne**



### **Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.**

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Vhodné pro kontrolu povolených limitů. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

### **Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty**

### **Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů**

### **Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů**

### **Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru**

### **Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet**

---

## **Technické údaje**

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Metoda:              | Vytěšňovací metoda, rozklad persíranem |
| Parametr:            | TOC                                    |
| Platforma:           | LCK                                    |
| Počet testů:         | 25                                     |
| Podle normy:         | EN 1484, DIN 38409-H3                  |
| Podmínky skladování: | 2 - 8 °C (uchovejte v chladu)          |
| Popis:               | Celkový organický uhlík                |
| Požadovaný rozklad:  | ano                                    |
| Přístroj:            | DR3900, DR6000, DR1900                 |
| Rozsah měření:       | 300 - 3000 mg/L C                      |
| Soulad s EPA:        | N/A                                    |
| Standardní metoda:   | EN 1484                                |