



AOX kyvetový test 0,05-3,0 mg/L

Kat. číslo produktu:

LCK390.00

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Pro fotometrické stanovení adsorbovatelných organických halogenů. Snadné použití, zabaleno v krabici opatřené návodem.

Technické údaje

Metoda:	Rozklad + thiokyanát železitý
Parametr:	AOX
Platforma:	LCK
Počet testů:	24
Podle normy:	DIN EN ISO 9562
Podmínky skladování:	2 - 8 °C (uchovejte v chladu)
Popis:	Adsorbovatelné organické halogeny
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	0,05 - 3,0 mg/L AOX
Soulad s EPA:	N/A