



Be Right™



AOX kyvetový test 0,005-0,5 mg/L

Kat. číslo produktu:

LCK391.00

Nebezpečné

CZK Cena:

Kontaktujte nás

Dostupné



AOX rychlý rozklad

Technické údaje

Doba použitelnosti:	12 měsíců od data výroby
Metoda:	Rozklad + thiokyanát železitý
Parametr:	AOX
Platforma:	LCK
Počet testů:	12
Podle normy:	DIN EN ISO 9562
Podmínky skladování:	2 - 8 °C (uchovejte v chladu)
Popis:	Stanovení AOX s rychlým rozkladem
Rozsah měření:	0.005-0.5 mg/L
Soulad s EPA:	N/A
Zvláštní poznámky:	K rozkladu je nutné mikrovlnné záření.