



Chloridy kyvetový test 1-70 mg/L / 70-1 000 mg/L Cl

Kat. číslo produktu:

LCK311

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	Thiokyanát železitý
Parametr:	Chloridy
Platforma:	LCK
Počet testů:	24
Podmínky skladování:	2 - 8 °C (uchovejte v chladu)
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	1 - 70 mg/L Cl
Rozsah měření (2):	70 - 1000 mg/L Cl
Soulad s EPA:	N/A
Zvláštní poznámky:	2 měřicí rozsahy s 1 testem