



Sírany kyvetový test 40-150 mg/L SO₄

Kat. číslo produktu:

LCK153

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	Síran barnatý
Parametr:	Sírany
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Popis:	Síran barnatý
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	40 - 150 mg/L SO ₄