



Addista, jednoparametrový standard pro kyvetový test LCK390 AQX

Kat. číslo produktu:	LCA390
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Systém kontrolního standardu pro zajištění analytické kvality (AQA), pro kyvetový test na stanovení AOX

Technické údaje

Parametr:	AOX
Platforma:	LCA
Podmínky skladování:	2 - 8 °C (uchovejte v chladu)
Popis:	ADDISTA standard jednoparametrový pro kyvetový test LCK390 AQX