



Addista Standardní roztok multiparametrový

Kat. číslo produktu: LCA703
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Systém pro zajištění analytické kvality (AQA), sada obsahující jeden směsný standardní roztok a dva okružní testovací roztoky.

Vhodné pro kyvetové testy

LCK049, orthofosforečnany, 1,6–30 mg/l PO₄-P

LCK114, CHSK, 150–1 000 mg/l O₂

LCI400, CHSK, 0–1 000 mg/l O₂

LCK303, amonium, 2–47 mg/l NH₄-N

LCK311, chloridy, 1–70 mg/l Cl

LCK339, dusičnany, 0,23–13,5 mg/l NO₃-N

LCK350, fosforečnan (ortho), 2–20 mg/l PO₄-P

LCK353, sírany, 150–900 mg/l SO₄

LCK386, TOC, 30–300 mg/l C

Důvěra ve vaše výsledky

Průběžná dokumentace zajištění analytické kvality pomocí systému Addista dokládá správnost vašich výsledků analýzy vody.

Jednodušší

Každý standardní roztok Addista obsahuje několik parametrů. Díky tomu se ve vaší laboratoři značně zmenší počet lahví s jednoparametrovými standardními roztoky.

Méně zdrojů chyb

Roztoky Addista jsou připravené k použití s kyvetovými testy LCK od společnosti Hach. Protože není nutné žádné ředění, ušetříte při analýzách standardních roztoků čas a také bude odstraněn další zdroj chyb.

Technické údaje

Platforma: LCA
Podmínky skladování: 2 - 8 °C (uchovejte v chladu)
Popis: ADDISTA standardní roztok multiparametrový