



Sada pro kontrolu pipet

Kat. číslo produktu: LCA722
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Pro kontrolu přesnosti a správnosti pipet v rámci zajištění analytické kvality (AQA).

Chyby v pipetování objemů jsou často způsobeny špatným nastavením pipety. K této chybě může dojít po dlouhém používání, přetočení, mechanickém namáhání nebo nesprávné manipulaci. Pravidelné kontroly pomocí sady pro testování pipet usnadňují včasné zjištění problémů.

Technické údaje

Metoda:	Odbarvení
Parametr:	Sada pro testování pipet
Platforma:	LCA
Počet testů:	5
Podmínky skladování:	15 °C - 25 °C
Popis:	Sada pro testování pipet
Zvláštní poznámky:	Za předpokladu, že se barevný roztok s přesně známým složením ředí testovaným objemem z pipetových špiček. Výsledná absorpce je mírou odchylky od správného objemu. Tímto způsobem lze snadno zjistit chyby objemu pipet větší než 2 %.