



Amonné ionty kyvetový test 1,0-12,0 mg/L NH₄-N

Kat. číslo produktu:

LCK305

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Vhodné pro kontrolu povolených limitů. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru a kalibraci Truecal

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	Indofenolová modř
Parametr:	Amonný dusík
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podle normy:	ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1, UNI 11669:2017, ISO 23695
Podmínky skladování:	2 - 8 °C (uchovejte v chladu)
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	1 - 12 mg/L NH ₄ -N
Rozsah měření (2):	1,3 - 15 mg/L NH ₄
Truecal:	Ano