



Be Right™



Dusitany kyvetový test 0,015-0,6 mg/L NO₂-N

Kat. číslo produktu:

LCK341

Nebezpečné

CZK Cena:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabičce opatřené návodem. Vhodné pro kontrolu povolených limitů. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru a kalibraci Truecal

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Doba použitelnosti:	23 měsíců od data výroby
Metoda:	Diazotizace
Parametr:	Dusitany
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podle normy:	EN ISO 26777, DIN 38405 D10
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Popis:	Dusitany
Rozsah měření:	0.015- 0.6 mg/L NO ₂ -N
Rozsah měření (2):	0,05 - 2 mg/L NO ₂
Soulad s EPA:	N/A
Standardní metoda:	EN ISO 26777
Truecal:	Ano