



Be Right™



## Dusitany stopové množství kyvetový test 0,0015-0,03 mg/L NO<sub>2</sub>-N

Kat. číslo produktu:

LCK541

Nebezpečné

CZK Cena:

Kontaktujte nás

Dostupné



### Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagentie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabičce opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

### Technické údaje

Doba použitelnosti:	12 měsíců od data výroby
Metoda:	Diazotizace
Parametr:	Dusitany, stopy
Platforma:	LCK
Počet testů:	50
Podle normy:	EN ISO 26777, DIN 38405 D10
Podmínky skladování:	2 - 8 °C
Popis:	Kyvetový test pro stanovení stopového množství dusitanů
Rozsah měření:	Trace 0.0015-0.03 mg/L NO <sub>2</sub> -N
Rozsah měření (2):	0,005 - 0,1 mg/L NO <sub>2</sub>
Soulad s EPA:	N/A
Zvláštní poznámky:	LCK 541 obsahuje sadu reagensů a LZP341 (50mm semimikro plastové kyvety, 10 kusů)