



Be Right™



## Orthofosforečnany kyvetový test, 1,6-30 mg/L PO<sub>4</sub>-P

Kat. číslo produktu:

LCK049

Nebezpečné

CZK Cena:

Kontaktujte nás

Dostupné



### Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagentie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabičce opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

### Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

---

### Technické údaje

Doba použitelnosti:	36 měsíců od data výroby
Metoda:	Molybdenan-vanadičnan
Parametr:	Fosforečnany, ortho
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Popis:	Orthofosforečnany
Rozsah měření:	1.6-30 mg/L PO <sub>4</sub> -P
Rozsah měření (2):	5 - 90 mg/L PO <sub>4</sub>
Soulad s EPA:	N/A