



## Orthofosforečnany/celkový fosfor, kyvetový test 0,5-5,0 mg/L PO<sub>4</sub>-P

Kat. číslo produktu:

LCK348

CZK Cena bez DPH:  
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



### Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Vhodné pro kontrolu povolených limitů. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

### Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

### Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

### Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

### Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru a kalibraci Truecal

### Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

---

## Technické údaje

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Metoda:              | Fosfomolybdenová modř                |
| Parametr:            | Fosforečnany, ortho + celkový fosfor |
| Platforma:           | LCK                                  |
| Počet testů:         | 25                                   |
| Podle normy:         | ISO 6878_2004, DIN EN 6878 / D11     |
| Podmínky skladování: | 15 - 25 °C                           |
| Popis:               | Orthofosforečnany/celkový fosfor     |
| Požadovaný rozklad:  | pro celkový fosfor                   |
| Přístroj:            | DR3900, DR6000, DR1900               |
| Rozsah měření:       | 0,5 - 5,0 mg/L PO <sub>4</sub> -P    |
| Rozsah měření (2):   | 1,5 - 15 mg/L PO <sub>4</sub>        |
| Soulad s EPA:        | N/A                                  |
| Standardní metoda:   | EN ISO 6878                          |
| Truecal:             | Ano                                  |