



SIGMA SD 900 AWRS Stacionární vzorkovač, 24 x 1 l PE, 230 V, zástrčka EU

Kat. číslo produktu: SD900A.99.11512

ZASTARALÁ POLOŽKA
Tato položka již není dostupná.

The All Weather Refrigerated Sampler: Hach Sigma SD 900 AWRS

Automatický peristaltický vzorkovač je vhodný pro proporcionální vzorkování založeném na času, objemu a události. Včetně 24 x 1 l PE vzorkovnic a 7,5 m sací hadice (vnitřní průměr 9,5 mm). Včetně EU zástrčky na napájení 230 V.

Tento stacionární vzorkovač je navržený pro použití jak v interiéru, tak exteriéru. Umožňuje kompletní drenáž sací hadice, aby nedocházelo ke křížové kontaminaci mezi vzorky. Životnost hadic čerpadla je 20 000 cyklů, pro srovnání - jen 1 000 cyklů u jiných vzorkovačů. Tento vzorkovač je speciálně určen pro vlhké a vysoce korozivní prostředí díky umístění kompresoru nahoře na skříni. Zjednodušená klávesnice s intuitivními ikonami a rolovací menu umožňují jednoduché nastavení. Na pružinách namontované válce zajišťují vysoký výkon čerpadla, prodlouženou životnost hadic a méně odstávek čerpadla. Pro vzdálené programování lze použít PC software "Sample View".

Reduced maintenance

simplified keypad with intuitive icons and scrolling menu of the Hach Sigma SD900 Active Cooling Sampler assures easy setup. The large 5-line transreflective LED backlit display is readable in bright or subdued lighting.

Reliable peristaltic pump technology

Worried about replacing tubing? The peristaltic pump with spring loaded rollers reduces pump tubing wear and prevent pump jams. The life time of pump tubing is 20,000 cycles compared to 1000 cycles on other samplers.

Easy to use

Do you need samples to meet local regulations of 24 x hourly mixed / daily mixed sample?

We offer unique options of 1 x 25 liter PE and 1 X 20 liter glass with an active cooled sampler base.

Advanced liquid detection

The compact, weather-proof housing polyethylene plastic ensures failure-free operation over many years even in extremely corrosive applications.

Accurate thermal control system

The Sigma SD900 Portable Active cooling sampler comes with an integrated cooling machine which includes an autarktic temperature control for accurate temperature controlled sample conservation.

Technické údaje

Možnosti:	24 x 1 L PE
Objem vzorku:	Programováno v 10ml krocích od -
Rozptýlené světlo:	.88 m/s (2.9 ft/s) to a vertical lift of 4.6m (15ft), with a 4.8m (16ft) long, .95cm (3/8") vinyl suction tube. 2°C at sea level
Sací výška:	(28 ft) sací hlava používající vinylovou sací trubičku 8,84 m (29 ft) 3/8 palce na úrovni hladiny mě při 20 až 25 °C

Záruka: 24 měsíců

Zdroj napájení: EU plug