



Kádinka pro kalibraci elektrody/senzoru, bezbarvá, 30 mL, bal./80

Kat. číslo produktu:	SM5010
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Bezbarvé plastové kádinky 30 mL se stupnicí. Ekonomické provedení zajišťující, že se během kalibrace použije pouze optimální množství pufru, a je tak zamezeno jeho nadměrné spotřebě ze strany obsluhy. Bezpečné jednorázové provedení chrání před kontaminací. Použitelné pro kalibraci pH elektrod i vodivostních cel.