



Sada filtračních membrán s 50 membránovými filtry 0,45 µm

Kat. číslo produktu: LCW916
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Pro filtraci zakalených vzorků, např. analýzu rozpuštěného organického uhlíku (DOC) s kyvetovými testy TOC

Technické údaje

Parametr:	Sada filtračních membrán (0,45 µm)
Počet testů:	50
Podmínky skladování:	15 °C - 25 °C
Popis:	Předúprava pro zakalené vzorky
Zvláštní poznámky:	Sada obsahuje 50 speciálních filtračních membrán (0,45 µm) a jednu stříkačku na jedno použití (10 ml)