



Sada kyvet pro slepé stanovení

Kat. číslo produktu: LCW919
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Sada kyvet pro slepé stanovení pro speciální aplikace

Technické údaje

Délka optické dráhy:	11mm kulatá
Materiál:	Sklo
Obsah balení:	5 kusů kyvet pro slepé stanovení, sada, 7 ml, gumová víčka
Parametr:	.
Popis:	Sada kyvet pro slepé stanovení
Zvláštní poznámky:	.