



Kapesní kolorimetr POCKET II Kolorimetr pro analýzu CHSK (nízký rozsah)

Kat. číslo produktu: 5953000V.03

ZASTARALÁ POLOŽKA
Tato položka již není dostupná.

Malý velikostí, velký na analýzu, s odolností proti vodě

Přenosný kolorimetr naprogramovaný pro stanovení chemické spotřeby kyslíku, nízký rozsah, pomocí kyvetových testů. V přepravním kufříku, s bateriemi a návodem k použití.

Jednoduché: všechny funkce jsou dostupné prostřednictvím pouhých čtyř tlačítek

Napájení: provoz na baterie pro maximálně 2 000 testů

Čitelné odečty: i v obtížných podmínkách, díky osvětlení a velkým číslicím na displeji

Spolehlivé výsledky bez připojení k elektrické síti

Robustní konstrukce, ale nízká hmotnost

Technické údaje

Jaký je obsah balení:	Každý kapesní kolorimetr Pocket II se dodává jako kompletní, k okamžitému použití připravená sestava, která obsahuje sadu reagensů (balení s předváženými dávkami reagensů), odolný kufřík na přenášení a návod k použití.
Parametr:	CHSK, nízký rozsah (vhodné pro LCK314, 614)
Rozsah měření:	15 - 150 mg/L O ₂ / 50 - 300 mg/L O ₂
Záruka:	24 měsíců

Jaký je obsah balení

Každý kapesní kolorimetr Pocket II se dodává jako kompletní, k okamžitému použití připravená sestava, která obsahuje sadu reagensů (balení s předváženými dávkami reagensů), odolný kufřík na přenášení a návod k použití.