



Kapesní kolorimetr POCKET II Testovací sada pro analýzu fosforečnanů

Kat. číslo produktu: 5953000V.05

ZASTARALÁ POLOŽKA
Tato položka již není dostupná.

Malý velikostí, velký na analýzu, s odolností proti vodě

Přenosný kolorimetr naprogramovaný pro stanovení fosforečnanů pomocí kyvetových testů. V kufříku na přenášení, s bateriemi a návodem k použití.

Following Hach cuvette tests can be evaluated with this instrument:

- LCK349, 0.05-1.5 mg/L PO₄-P
- LCK348, 0.5-5.0 mg/L PO₄-P
- LCK350, 2-20 mg/L PO₄-P

For the determination of P_{tot}

The sample has to be digested in a Hach dry thermostat before analysing (1 h at 100 °C with LT 100/200 or 15 min with HT 200S).

Cuvette tests have to be ordered separately.

Jednoduché: všechny funkce jsou dostupné prostřednictvím pouhých čtyř tlačítek

Napájení: provoz na baterie pro maximálně 2 000 testů

Zřetelné odečty: i v obtížných podmínkách díky osvětlení a velkým číslicím na displeji

Spolehlivé výsledky bez připojení k síti

Robustní konstrukce, ale nízká hmotnost

Technické údaje

Jaký je obsah balení:

Každý kapesní kolorimetr Pocket II se dodává jako kompletní, k okamžitému použití připravená sestava, která obsahuje sadu reagensů (balení s předváženými dávkami reagensů), odolný kufřík na přenášení a návod k použití.

Parametr:

Fosforečnany (vhodné pro LCK348, 349, 350)

Rozsah měření:

0,5 - 5,0 mg/L PO₄-P / 0,05 - 1,5 mg/L PO₄-P / 2,0-20,0 mg/L PO₄-P

Jaký je obsah balení

Každý kapesní kolorimetr Pocket II se dodává jako kompletní, k okamžitému použití připravená sestava, která obsahuje sadu reagensů (balení s předváženými dávkami reagensů), odolný kufřík na přenášení a návod k použití.