



Napájecí modul pro 2100Q/2100Q IS a DR 1900

Kat. číslo produktu:	LZV804.99.00001
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Napájecí modul s univerzálním napájením, které umožňuje přístrojům připojit se ke zdroji elektrického proudu. Vhodné pro přenosný turbidimetr 2100Q a 2100Q IS a přenosný spektrofotometr DR1900.

Technické údaje

Certifikáty:	Modul je certifikovaný CE/WEE/RoHS.
Obsahuje:	Napájení je certifikované cULus.CE/TUV-GS.RoHS/WEEE/ESIV.
Vstup (napětí):	Obsahuje modul, kryt modulu, napájení se čtyřmi zásuvkovými adaptéry a manuál.
Výstupy:	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Záruka:	9V
	24 měsíců