



HT200S vysokoteplotní termostat

Kat. číslo produktu:

LTV077

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 3 dnů

Rychlý a nákladově efektivní rozklad za 15 minut

Vyhřívací blok s technologií HSD (High Speed Digestion) pro extrémně rychlý rozklad vzorků

Speciální konstrukce vysokoteplotního termostatu umožňuje rychlý ohřev a ochlazení až dvanácti kyvet nebo reakčních zkumavek.

Šetří čas při analýzách CHSK, $N_{\text{celk.}}$, $P_{\text{celk.}}$ a těžkých kovů

Automatické rychlé ochlazení

Proměnlivá doba rozkladu a teplota pro speciální rozklady

Výsledky CHSK za pouhých 35 minut

Technické údaje

Bezpečnostní kontroly:	CE, GS
Displej:	2řádkový alfanumerický displej
Hmotnost:	10 kg
Jazyky manuálu:	Angličtina, francouzština, němčina
Max. provozní vlhkost:	90 %
Počet kyvet:	12 x 20mm průměr
Podmínky skladování:	-40 °C - 60 °C
Programy ohřevu:	Předprogramováno na 100 °C, režim HT a CHSK a volně nastavitelné mezi 40-170 °C, 5-240 min
Provozní teplotní rozsah:	10 - 45 °C
Rozměry (V x Š x H):	330 mm x 300 mm x 430 mm
Rychlost ohřevu:	Z 20 °C na 148 °C za 8 minut
Síťové napájení:	230 V +5%/-15%, 50 Hz, 1300 VA
Teplotní stabilita:	± 1 °C v souladu s metodami EN, ISO, EPA
Typ displeje:	LCD
Uživatelské programy:	9, volně volitelná teplota / čas
Uživatelské rozhraní:	3 tlačítka
Velikost displeje:	2 x 16 znaků

Záruka:

24 měsíců