




Dobíjecí souprava 4 předem naplněných cartridge s předinstalovanými membránami 2952A pro senzory kyslíku A1100, GA2400 a GA2800 EX

Kat. číslo produktu:

2952A-A

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Zahrnuje O-kroužky, bavlněné filtry a čisticí nástroje.

Technické údaje

Aplikace:	Ochrana proti korozi; In-line nápoje; odvzdušněná voda
Kompatabilní přístroje:	A1100, GA2400 & GA2800 EX oxygen sensors
Materiál:	Membrána: ETFE
Membrána:	2952A membranes