



Dobíjecí souprava 4 předem naplněných cartridge s předinstalovanými membránami 29552A pro senzory kyslíku A1100, GA2400 a GA2800 EX

Kat. číslo produktu:

29552A-A

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Zahrnuje O-kroužky, bavlněné filtry a čisticí nástroje.

Technické údaje

Aplikace:

In-line mladina; injektáž vzduch/O₂; čištění odpadních vod

Materiál:

Membrána: PTFE