



Sada pro údržbu pro senzor tepelné vodivosti H₂ / membránu 29561A

Kat. číslo produktu: 32739

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Sada pro údržbu vysokotlakého senzoru fodíku tepelné vodivosti. Obsahuje membrány 29561A, membránový přídržný kroužek 29228.01, sadu 29046 a nástroje pro údržbu senzorů.

Technické údaje

Parametr:	H2S
Podmínky skladování:	Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě
Přístroj:	Orbisphere 31xxx senzor TCD