



HQ14D Sada digitálního konduktometru, standardní sonda konduktivity, 1 m

Kat. číslo produktu:

HQ14D.99.201000

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.

Digitální elektrochemie s řadou HQD

Přenosný přístroj pro měření konduktivity včetně standardní sondy konduktivity, délka kabelu 1 m.

Systém digitálního přístroje a elektrody v sobě spojuje spolehlivost, flexibilitu a jednoduché použití. Výměnné elektrody INTELLICAL jsou rozpoznány automaticky a ukládají všechna důležitá data. Robustní, téměř nezničitelné venkovní verze s více délkami kabelů umožňují měření dokonce i na dříve nepřístupných místech.

Replaced by NEW HQ Series.

Vynikající spolehlivost a jednoduchá manipulace

Univerzální elektrody pro všechny aplikace, např. odpadní vody, pitnou vodu, procesní vodu

Spolehlivé výsledky z nepřístupných míst měření a na dlouhé vzdálenosti

Správa dat podle SLP

Competent support through innovative technology and comprehensive applications know-how

Technické údaje

Certifikáty:	Značení CE
Displej:	Detailed mode/Large mode
Export dat:	Download via USB connection to PC or flash memory device. Automatically transfer entire data log or as readings are taken. Power supply adapter required.
Funkce SLP:	Date; Time; Sample ID; Operator ID
Funkce zámku displeje:	Continuous / Auto-stabilization ("press to read") / At Interval
Hmotnost:	0.323 kg bez baterií
ID výsledku:	Čas, ID uživatele, ID vzorku apod.
Interní paměť :	500 records/FIFO
Jaký je obsah balení:	Meter package includes HQ14D Portable Meter; 4 AA batteries; CDC401 Laboratory Conductivity Cell, 1 m Cable; Sodium Chloride Standard Solution, 491 mg/L NaCl (1000 μ S/cm), 100 mL; quick-start guide and user manual.

Jazyk uživatelského rozhraní:	Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, dánština, holandština, polština, portugalština, turečtina, finština, čeština, ruština.
Kalibrace konduktivity:	Demální (1D/ 0,1D/ 0,01D); molární (0,1M/ 0,01M/0,001M); NaCl (0,05 %; 25 µS/cm; 1 000 µS/cm; 18 mS/cm); standardní mořská voda; uživatelsky definovaná
Kalibrační interval/upozornění/připomenutí:	Vypnuto, volitelné od 2 hodin do 7 dnů
Kapacita interní paměti pro výsledky:	500 výsledků
Koncentrace:	None; Linear; NaCl Non-Linear Natural Water.
Koncentrační křivky:	± 0.5 % v rozsahu (1 µS/cm - 200 mS/cm)
Konstrukce:	No
Měření konduktivity do ustálené hodnoty:	5 číslic se 2 číslicemi za desetinnou čárkou
Měření konduktivity: teplotní korekce:	0.01 µS/cm - 200.0 mS/cm
Měření rezistivity:	2,5 Ωcm - 49 MΩcm
Měření TDS (rozpuštěné látky):	0 - 50,0 mg/L
Metoda měření:	Probe specific programmed method settings
Napájení a USB konektor:	Optional
Obsahuje:	Meter package includes HQ14D Portable Meter; 4 AA batteries; CDC401 Laboratory Conductivity Cell, 1 m Cable; Sodium Chloride Standard Solution, 491 mg/L NaCl (1000 µS/cm), 100 mL; quick-start guide and user manual.
Parameters:	Conductivity NA NA
Parametr:	Conductivity/Total Dissolved Solid (TDS)/Salinity/Resistivity
Podmínky prostředí: relativní vlhkost:	90 % (bez kondenzace)
Podmínky prostředí: teplota:	0 - 60 °C (32 - 140 °F)
Přesnost konduktivity:	5 různých režimů stability
Přesnost teploty:	± 0.3 °C
Přístroj:	Portable
Proudový výstup :	Možnost uživatelsky definovaných standardů
Provozní chybové hlášky:	Plné textové zprávy
Provozní rozhraní:	Klávesnice
Rozlišení:	± 0,5 % v rozsahu (1 µS/cm–200 mS/cm)
Rozlišení salinity:	0.01 (ppt) (‰)
Rozlišení teploty:	0,1 °C
Rozsah měření salinity:	0 - 42 (ppt) (‰)
Rozsah měření teploty:	°C or °F
Sada?:	Ano
Sensor A:	CDC40101 (1 m)
Sensors:	Sensor A: CDC40101 Sensor B: NA

Software pro přenos dat do PC:	Sensor C:
Stupeň krytí IP krytu:	Nástroj pro přenos dat HQD
Tiskárna:	IP67
Typ displeje:	Jako volitelné příslušenství
Typ elektrody:	240 x 160 pixelů , displej LCD s podsvícením
Type of measurement:	Intellical Digital SMART Standard Laboratory or Rugged Field
Ukládání dat:	Field Measurements
Včetně sond?:	Automatic, GLP ISO compliant reading data stored with batteriescalibration details.
Vstupy:	CDC40101
Záruka:	1
	36 měsíců

Jaký je obsah balení

Meter package includes HQ14D Portable Meter; 4 AA batteries; CDC401 Laboratory Conductivity Cell, 1 m Cable; Sodium Chloride Standard Solution, 491 mg/L NaCl (1000 µS/cm), 100 mL; quick-start guide and user manual.