



Titrační aplikační balíček pro vodu: Ca a Mg tvrdost (ISE)

Kat. číslo produktu: AP0003.AT1112

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno

Aplikační balíček pro stanovení tvrdosti ve vodě (Ca + Mg). Vhodné pro řadu Titralab AT1000, modely automatických titrátorů AT1112 / AT1122 / AT1222.

Technické údaje

Aplikace:	Komunální aplikace
Jaký je obsah balení:	Aplikační balíček obsahuje skleněnou byretu, plastové kádinky, magnetické míchadlo, předprogramovanou aplikaci na USB klíči, elektrodu, kónický adapter, zátku na lahev.
Kompatibilní přístroje:	AT1112
	AT1122
	AT1222
Parametr:	Ca a Mg tvrdost (ISE)
Typ:	Application Pack
Záruka:	24 měsíců

Jaký je obsah balení

Aplikační balíček obsahuje skleněnou byretu, plastové kádinky, magnetické míchadlo, předprogramovanou aplikaci na USB klíči, elektrodu, kónický adapter, zátku na lahev.