



Titrační aplikační balíček amperometrický: volný a celkový chlor, oxid chloričitý, chloritany siřičitany (Autocat)

Kat. číslo produktu: AP0007.AT1122

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů

Aplikační balíček pro stanovení volného a celkového chloru, oxidu chloričitého, chloritanů a siřičitanů (Autocat). Vhodné pro řadu Titrilab AT1000, modely automatických titrátorů AT1122 / AT1222.

Technické údaje

Aplikace:	Komunální aplikace
Jaký je obsah balení:	Aplikační balíček obsahuje skleněnou byretu, magnetické míchadlo, předprogramovanou aplikaci na USB klíči, elektrodu, kónický adapter, zátku na lahev.
Kompatibilní přístroje:	AT1122 AT1222
Parametr:	Volný a celkový chlor, oxid chloričitý, chloritany, siřičitany (Autocat)
Typ:	Application Pack
Záruka:	24 měsíců

Jaký je obsah balení

Aplikační balíček obsahuje skleněnou byretu, magnetické míchadlo, předprogramovanou aplikaci na USB klíči, elektrodu, kónický adapter, zátku na lahev.