



Titrační aplikační balíček pro potraviny a nápoje: SO₂ ve víně

Kat. číslo produktu: AP0012.AT1122

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů

Aplikační balíček pro stanovení volného a celkového SO₂ ve víně. Vhodné pro řadu Titrallab AT1000, modely automatických titrátorů AT1122 / AT1222.

Technické údaje

Aplikace:	Aplikace pro potravinářský a nápojový průmysl
Jaký je obsah balení:	Aplikační balíček obsahuje skleněnou byretu, plastové kádinky, magnetické míchadlo, předprogramovanou aplikaci na USB klíči, elektrodu, kónický adapter, zátku na lahev.
Kompatibilní přístroje:	AT1122 AT1222
Parametr:	Celkový a volný SO ₂ ve víně
Typ:	Application Pack
Záruka:	24 měsíců

Jaký je obsah balení

Aplikační balíček obsahuje skleněnou byretu, plastové kádinky, magnetické míchadlo, předprogramovanou aplikaci na USB klíči, elektrodu, kónický adapter, zátku na lahev.