



Titrační aplikační balíček pro potraviny a nápoje: pH, celková acidita a SO₂ ve víně

Kat. číslo produktu: AP0013.AT1222

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů

Aplikační balíček pro stanovení pH, celkové acidity a volného a celkového SO₂ ve víně. Vhodné pro řadu Titrilab AT1000, model automatického titrátoru AT1222.

Technické údaje

Aplikace:	Aplikace pro potravinářský a nápojový průmysl
Jaký je obsah balení:	Aplikační balíček obsahuje skleněnou byretu, plastové kádinky, magnetické míchadlo, předprogramovanou aplikaci na USB klíči, elektrodu, kónický adapter, zátku na lahev, 1L skleněnou lahev.
Kompatibilní přístroje:	AT1222
Parametr:	pH, celková acidita, volný a celkový SO ₂ ve víně
Typ:	Application Pack
Záruka:	24 měsíců

Jaký je obsah balení

Aplikační balíček obsahuje skleněnou byretu, plastové kádinky, magnetické míchadlo, předprogramovanou aplikaci na USB klíči, elektrodu, kónický adapter, zátku na lahev, 1L skleněnou lahev.