



Titrační aplikační balíček pro petrochemii: TAN (číslo celkové kyselosti)

Kat. číslo produktu: AP0015.AT1102

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno

Aplikační balíček pro stanovení čísla celkové kyselosti v petrochemii. Vhodné pro řadu Titalab AT1000, modely automatických titrátorů AT1102/AT1112/AT1122/AT1222.

Technické údaje

Aplikace:	Aplikace pro petrochemický průmysl
Jaký je obsah balení:	Aplikační balíček obsahuje skleněnou byretu, plastové kádinky, magnetické míchadlo, předprogramovanou aplikaci na USB klíči, elektrodu, kónický adapter, zátku na lahev, 1L skleněnou lahev.
Kompatibilní přístroje:	AT1102
	AT1112
	AT1122
	AT1222
Parametr:	TAN (Total Acid Number, číslo celkové kyselosti)
Typ:	Application Pack
Záruka:	24 měsíců

Jaký je obsah balení

Aplikační balíček obsahuje skleněnou byretu, plastové kádinky, magnetické míchadlo, předprogramovanou aplikaci na USB klíči, elektrodu, kónický adapter, zátku na lahev, 1L skleněnou lahev.