



Průtočná vzorkovací komora s lapačem, 1palcová trubka, pro BioTector B7000i/B7000i Dairy

Kat. číslo produktu: 19-BAS-014

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Průtočná vzorkovací komora s lapačem písku je určena pro vzorky obsahující písek, hrubozrnné nečistoty nebo těžké částice. Jedná se o samočisticí jednoduché zařízení, které nevyžaduje filtry ani síta. Tento vzorkovač je určen k provozu ve spojení s čerpadlem pro odběr vzorků BioTector. Tělo vzorkovače je vyrobeno z neprůhledného materiálu, aby se zabránilo růstu řas. Vzorkovací hlava je vyrobena z průhledného materiálu pro snadnou kontrolu. Růstu řas na vzorkovací hlavě brání neprůhledný posuvný kryt. Vzorkovací komora je utěsněná a nepřispívá tak k hromadění plynu nebo par v uzavřeném prostoru.