



Standard dusičnanů, 200 mg/L NO₃ (45,2 mg/L NO₃-N), 500 mL

Kat. číslo produktu:	LCW827
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Standardní roztok pro stanovení dusičnanů online

Technické údaje

Koncentrace:	200 mg/L NO ₃ (45,2 mg/L NO ₃ -N)
Obsah balení:	500 mL
Parametr:	Dusičnan
Platforma:	Roztok
Přístroj:	Nitratax