



Reagencie, molybdenan amonný, 100 mL

Kat. číslo produktu:

11032H

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Molybdenan amonný, reagencie, používá se pro stanovení fosforečnanů metodami pro testovací soupravy. 100 mL, láhev. Pro použití s testovací soupravou pro fosfor, fosforečnany (reaktivní), model PO-14 (položka č. 147500)

Technické údaje

Platforma:

Roztok