



Be Right™



Měď, standardní roztok, 10 mg/L Cu (NIST), 100 mL MDB, pro APA6000

Kat. číslo produktu: 12932
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Technické údaje

Koncentrace:	10 mg/L
Objem/Velikost balení:	100 mL MDB
Obsah balení:	100 mL
Parametr:	Tvrdost
Podmínky skladování:	Udržujte nádoby těsně uzavřené na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chraňte před vlhkostí.
Popis:	Měď, standardní roztok jako Cu (NIST)
Přístroj:	APA6000