



Pufr, polštářky s práškem, pH 8,00, bal./15 ks

Kat. číslo produktu:

1407995

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Standardní roztoky pH pufrů pro laboratorní a terénní analýzu

Polštářky s práškem pH pufru pro kalibraci pH elektrody. Každý polštářek je určen pro přípravu 50 mL čerstvého roztoku pufru. Bez barvy. pH je 8,00 $\pm$ 0,02 při 25 °C. Polštářky s práškem, balení po 15 ks. Balení po 15 polštářcích s práškem

Návaznost na standardní referenční materiály NIST

Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Kvalita používaných standardních roztoků pH pufrů hraje klíčovou roli.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základním požadavkem pro přesná měření pH je dobrá péče o pH elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Barevně značeno?:	Ne
Nastavení balení:	Polštářky s práškem
Návaznost na NIST:	Ano
Obsah balení:	15 ks
pH hodnota(y):	8,00 $\pm$ 0,02 pH při 25 °C
Podmínky skladování:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	pH pufr pro kalibraci
Zvláštní poznámky:	Po použití roztok zlikvidujte