



Reagencie, polštářky s práškem, CuVer 1, měď, 25 mL, bal./1 000 ks

Kat. číslo produktu:

1418828

Nebezpečné

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.



Navrhované náhrady:

- 1418899

Pro stanovení mědi metodou s bichinoninát. Rozsah: až do 5,00 mg/L Cu. V souladu s EPA - metoda Hach 8506. Velikost vzorku: 25 mL.
Balení po 1 000 polštářcích s práškem

Technické údaje

Číslo metody:	8506
Metoda:	Bichinoninát
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	1000
Přístroj:	DR 3000, DR 2000
Rozsah měření:	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Soulad s EPA:	Ano