



**Be Right™**



## **Pipeta odměrná, třída A, 5 mL**

<b>Kat. číslo produktu:</b>	<b>1451537</b>
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

Skleněné pipety třídy A neserializované a kalibrované „na vylití“ (To Deliver). Navrženo podle specifikace ASTM E969 pro přesnost a ASTM E1273 pro barevné značení.

---

### **Technické údaje**

Kapacita:	5 mL
Obsah balení:	1 každá