



## Pipeta odměrná, třída A, 100 mL

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Kat. číslo produktu:     | 1451542         |
| CZK Cena bez DPH:        | Kontaktujte nás |
| Datum odeslání neuvedeno |                 |

Skleněné pipety třídy A neserializované a kalibrované „na vylití“ (To Deliver). Navrženo podle specifikace ASTM E969 pro přesnost a ASTM E1273 pro barevné značení.

---

### Technické údaje

|               |         |
|---------------|---------|
| Kapacita:     | 100 mL  |
| Obsah balení: | 1 každá |