



Polštářky s práškem, indikátor, bromfenolová modř, bal./100 ks

Kat. číslo produktu: 1455099
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Indikátor pH pro titrační stanovení acidity a alkality. Interval vizuálního přechodu: pH 3,0 (žlutá) - pH 4,6 (modrá). Velikost vzorku: 50 mL

Technické údaje

Číslo metody:	8201 (MO)
Metoda:	Titrace
Objem/Velikost balení:	100 Polštářky s práškem
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Rozsah měření:	0 - 5 000 CaCO ₃ (MO)
Rozsah měření (2):	0 - 10 000 CaCO ₃ (P)