



Náplň pro digitální titrátor, hydroxid sodný, 0,9274 N

Kat. číslo produktu:

1484201

Nebezpečné

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.



Pro stanovení těkavých kyselin digitální titrací, 100 - 2 400 mg/L, kyselina octová

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metody s digitálním titrátorem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Metoda:	Fenolftalein, koncový bod
Parametr:	Těkavé kyseliny
Platforma:	Digital Titrator
Počet testů:	40 - 100
Rozsah měření:	100 - 2 400 mg/L CH ₃ COOH
Titrační roztok:	0,9274 N NaOH