



HydraVer 2, hydrazinové činidlo, 500 mL

Kat. číslo produktu:

179049

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení hydrazinu v kotelní vodě metodou p-dimethylaminobenzaldehydu. Metoda Hach 8141. Rozsah: 4 - 600 µg/L N₂H₄. (Používá se také v soupravách pro vizuální testy. Rozsah: 0,02 - 1,00 mg/L) 500 mL láhev

Technické údaje

Číslo metody:	8141
Metoda:	p-dimethylaminobenzaldehyd
Obsah balení:	500 mL
Parametr:	Hydrazin
Platforma:	Roztok
Počet testů:	100
Podmínky skladování:	10 - 25 °C
Přístroj:	Vše s výjimkou DR 900, PC II
Rozsah měření:	4 - 600 µg/L N ₂ H ₄