



Hydroxid sodný, standardní roztok, 0,020 N (N/50), 1 L

Kat. číslo produktu:

19353

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Pro stanovení acidity titrací byretou. Metody Hach 8219 (methyloaranž) a 8010 (fenolftalein). Láhev 1 litr

Technické údaje

Číslo metody:	8288 (Acid)
Koncentrace:	0.020 N
Objem/Velikost balení:	1 L
Platforma:	Roztok
Rozsah měření:	0 - 5 000 mg/L CaCO ₃ (MO)
Rozsah měření (2):	0 - 10 000 mg/L CaCO ₃ (P)
Rozsah měření (3):	0 - 10 meq/L
Soulad s EPA:	Ano