



**Be Right™**



## Míchací tyčinka, mikro, 3 x 10 mm

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Kat. číslo produktu:</b> | <b>2054959</b>  |
| CZK Cena bez DPH:           | Kontaktujte nás |
| Datum odeslání neuvedeno    |                 |

Míchací mikrotyčinku používejte k míchání ve vialkách, zkumavkách, spektrofotometrických kyvetách a jiných nádobách s malým objemem. Použitelné při teplotách do 260 °C. Magnet Alnico V zapouzdřený v PTFE.

---

### Technické údaje

|               |         |
|---------------|---------|
| Obsah balení: | 1 každá |
|---------------|---------|