



Cylinder, graduated, mixing, Glass, 50 mL ± 0.4 mL, 1.0 mL divisions, glass stopper #16

Kat. číslo produktu: 2088641
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

This tall form glass graduated cylinder is calibrated “to contain” with a molded in base. Each includes glass penny head stopper. Graduations are in durable white enamel bake.

Technické údaje

Certifikace:	Class B
Kapacita:	50 mL
Materiál skříně:	Glass
Metoda měření:	To Contain
Obsah balení:	1 each
Typ:	S jednou stupnicí, směšovací